



中国检验检疫科学研究院测试评价中心

编号: ACAS-PT343-015-1231

能力验证计划结果通知单

计划编号及名称: ACAS-PT343 食品中霉菌和酵母计数能力验证

实验室名称: 烟台杰科检测服务有限公司

实验室代码: ACAS-PT343-015

检测结果及评价

检测项目	样品编号	样品组别	贵实验室检测方法	贵实验室检测结果 (CFU/mL)	检测结果对数形式 (log ₁₀ CFU/mL)	z 值
霉菌和酵母计数	17-Q578	III组	GB 4789.15-2016 第一法	1700	3.230	0.4
	17-T274	III组		1600	3.204	0.2

注: $|z| \leq 2.0$ 为满意结果; $2.0 < |z| < 3.0$ 为可疑结果; $|z| \geq 3.0$ 为不满意 (离群) 结果。

※更多信息请登录中国检科院测试评价中心能力验证平台 www.acas.com.cn 查看。

拟稿人: 赵红阳

审核人:

签发人:

签发日期: 2017 年 12 月 31 日